

IMPFTIPPS

Umgang mit Impfstoffen


















- vor direktem Sonnenlicht schützen
- im Kühlschrank aufbewahren
- nicht einfrieren lassen
- etwa 1,5 Stunden vor dem Gebrauch aus dem Kühlschrank nehmen und auf Raumtemperatur erwärmen lassen
- vor Gebrauch gut schütteln
- stets die Gebrauchsinformationen beachten (auch bzgl. Mischbarkeit mit anderen Impfstoffen)

Vorbereitung der Tiere



 nur gesunde Tiere im richtigen Alter impfen (beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des entsprechenden Impfstoffes und besprechen Sie das passende Impfkonzept mit Ihrem Tierarzt)





 sorgen Sie w\u00e4hrend der Impfung f\u00fcr ausreichend Sauerstoff und erh\u00f6hen Sie ggf. 15 Minuten vor Beginn die Luftrate



- vorausschauend planen (Impfkonzept)
- Stress f
 ür die Tiere minimieren
- sorgfältig
 dokumentieren

dung von Spritzen & Nadeln

Nadellänge Nadelstärke Tiere Saugferkel 10-16 mm Absetzferkel 15-20 mm 1,4-1,6 mm Läufer 20-25 mm 1,4-1,6 mm 25-35 mm Mastschweine 1.6-2 mm Sauen und Eber 35-40 mm 1,8-2 mm



- Spritze zwischen zwei Impfdurchgängen säubern und mit reichlich klarem Wasser spülen
- in sauberem und verschließbarem Behälter aufbewahren
- neue Nadel für jeden Wurf bzw. Nadel nach 10 Tieren wechseln

ektion



- in den Nacken (zwischen Ohr und Schulter) in den Muskel impfen
- die Nadel senkrecht zur Haut einstechen
- · geimpfte Tiere markieren

Saugferkel



Schweine > 9 kg im Stehen impfen

14 20 20

n Notfall



bei Schockreaktionen das Tier außerhalb der Bucht behandeln



Kurzfilm zur richtigen Impfpraxis: https://www.youtube.com/watch?v=2rRGYEDUcks Weitere Informationen finden Sie unter: www.msd-tiergesundheit.de



Die Wissenschaft für gesündere Tiere Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit www.msd-tiergesundheit.de

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1A | D-85716 Unterschleißheim

